



Installation von SigmaPlot 14.0


Tip! Vor der Installation von SigmaPlot vergewissern Sie sich bitte, daß Sie Microsoft Excel geschlossen haben

1. Doppelklicken Sie auf **sigmaplot.exe**.

Eine Reihe von SigmaPlot Installer-Dialogboxen erscheint.




Nachdem der SigmaPlot 14.0 Installer den Inhalt und installierte Komponenten überprüft hat, erscheint der **SigmaPlot 14.0 Installation Wizard**.




2. Klicken Sie auf **Next**, um fortzufahren.


3. Wählen Sie **I accept the terms of the license agreement**, und klicken Sie auf **Next**.




4. Geben Sie Ihren **Benutzernamen**, **Organisation** und **Seriennummer** ein, und klicken Sie auf **Next**.




Der Installation Wizard zeigt den Standardpfad zur Installation.
5. Klicken Sie auf **Next**.



Der Installation Wizard zeigt die installierbaren Komponenten.



6. Klicken Sie auf **Next**.



An dieser Stelle brauchen Sie keinen Lizenzcode (Key) und keine Lizenzdatei, denn Sie können SigmaPlot mit der 30 Days Trial License installieren. Sie können später jederzeit die Lizenz updaten.


7. Klicken Sie auf **Next**.



8. Klicken Sie auf **Finish**, und SigmaPlot ist installiert.


Updaten von SigmaPlot 14.0

SigmaPlot 14 hat eine neue Auto Update-Funktion, die überprüft, ob SigmaPlot-Updates vorhanden sind. Nach der Installation, beim ersten Start von SigmaPlot, sollte der folgende dialog erscheinen. Klicken Sie auf den 'Install Updates'-Button.




Sie können diesen Dialog auch vom Startmenü aus erreichen, also Startbutton (Icon links unten): Start > Alle Programme > SigmaPlot > SigmaPlot 14.0 Update.


Geben Sie das Administrator-Passwort ein (wenn danach gefragt wird), und klicken Sie dann auf den 'Download'-Button.





Folgen Sie den Prompts:



Klicken Sie auf Install:





Klicken Sie auf Finish:

