


## Installation der SigmaPlot 14 Netzwerk-Lizenz

- a) auf einem Rechner, auf dem SigmaPlot 14 installiert ist:  
Wenn SigmaPlot 14 auf dem Rechner installiert ist, dann können Sie die gesamte Netzwerk- und Lizenzinstallation vom Help-Menü > License Status aus durchführen.
- b) auf einem Rechner, auf dem SigmaPlot 14 NICHT installiert ist:  
Downloaden und starten Sie das Programm SPW14\_License\_UTILITY.exe  
(Download: siehe unten).

### Schritt 1: Installation des Lizenzmanagers

Wenn SigmaPlot 14 auf dem Rechner installiert ist, dann können Sie die gesamte Netzwerk- und Lizenzinstallation vom SigmaPlot Help-Menü > License Status aus durchführen.

Im SPW14\_License\_UTILITY-Dialog > License Information-Tab klicken Sie auf den Install License Manager-Button.




## Schritt 2: Hinzufügen der Netzwerklizenz

Im License Activation-Tab (erster Tab) können Sie im Feld „New License“ die Lizenz hinzufügen oder updaten.

Für einen License Key wählen Sie den Product Key-Button und fügen dann den Text des Keys im Feld „Product-Key“ ein. Für einen License File wählen Sie den V2C-Button, klicken auf Browse und wählen die Lizenzdatei aus.

In beiden Fällen klicken Sie dann auf Apply License, bevor Sie den Dialog schließen.



Wenn Sie SigmaPlot 14 nicht auf dem Rechner installieren möchten, der als Lizenzmanager-Rechner dient, dann können Sie das SPW14\_License\_Utility.exe-Programm hier downloaden:

<http://www.systat.de/Transfer/SPW14Network.zip>

Unzippen Sie die Dateien und starten Sie dann das SPW\_14\_LicenseUtility.exe-Programm, um die hier beschriebenen Dialoge zu öffnen.